


外形図


ジルコニア式 酸素濃度計 ZO21D-E-□□□-S*B 検出器

EXA OXY

単位：mm



・付加コード指定による
校正ガス入口



□ ストップバルブ付き (付加コード：/SV) 質量：約100g

□ チェックバルブ付き (付加コード：/CV) 質量：約50g

形名, 基本コード	l	②③ 入口	① フランジ					質量 (kg)
			規格	A	B	C	t	
ZO21D-E-040-S*B	400	Rc 1/8	JPI CLASS150-4-RF (相当)	229	190.5	8-φ19	24	約 8.0
ZO21D-E-050-S*B	500							約 8.5
ZO21D-E-060-S*B	600							約 8.5
ZO21D-E-070-S*B	700							約 9.0
ZO21D-E-080-S*B	800							約 9.5
ZO21D-E-090-S*B	900							約 9.5
ZO21D-E-100-S*B	1000							約 10.0
ZO21D-E-150-S*B	1500							約 11.5
ZO21D-E-200-S*B	2000							約 13.0
ZO21D-E-250-S*B	2500							約 15.0
ZO21D-E-300-S*B	3000							約 17.0

表記のない寸法許容差は、「普通許容差 = ±(JIS B0401-1986 の公差等級 IT18 の値)/2」とします。