


外形図


分離型ジルコニア式 酸素濃度計／ 高温湿度計検出器 ZR22G-□□□-□-F

[スタイル：S2]

□ 比較ガス／ 圧力補正無し (-C、-E)



□ 比較ガス／ 圧力補正付き (-P)




形名，基本コード	L	フランジ					PIPING	質量 (kg)
		規格	A	B	C	t		
ZR22G-015-□-F	150	DIN PN10 DN80 A	200	160	8-Ø18	20	B	約 7
ZR22G-040-□-F	400							約 8
ZR22G-070-□-F	700							約 10
ZR22G-100-□-F	1000							約 11
ZR22G-150-□-F	1500							約 12
ZR22G-200-□-F	2000							約 14
ZR22G-250-□-F	2500							約 16
ZR22G-300-□-F	3000							約 18
ZR22G-360-□-F	3600							約 20

表記のない寸法許容差は、「普通許容長＝± (JIS B0401-1998 の公差等級 IT18 の差)/2」とします。

単位：mm


• 付加コード指定による校正ガス入口

ロストップバルブ付き（付加コード：/SV）



質量：約200g

ロチェックバルブ付き（付加コード：/CV）



質量：約90g

表記のない寸法許容差は、「普通許容長=± (JIS B0401-1998 の公差等級 IT18 の差)/2」とします。