


外形図

PH8AX アクセサリ


単位：mm



200 mL ポリプロピレンカップ
質量：約 0.1 kg




洗浄ビン
質量：約 0.1 kg




校正用試薬 (液体)
質量：約 0.3 kg/本




校正用試薬 (粉末)
質量：約 0.1 kg




500 mL ポリエチレン製
質量：約 0.1 kg



センサスタンド/STD
質量：約 0.5kg



KCl 溶液 /KCLL
質量：約 0.3 kg/本



KCl 結晶/KCLP
質量：約 0.1 kg

表記のない寸法許容差は、「普通許容長=±(JIS B0401-1998の公差等級IT18の差)/2」とします。